



**CATALOGO
PRODUCTOS
2015**

www.dmochile.cl

DMO

DMO Dress & Medical, es una empresa especializada en desarrollar y comercializar vestimenta médica desechable, con un modelo de trabajo orientado a nuestros usuarios finales, el cual nos permite con seguridad obtener productos de alta calidad dentro de los tiempos establecidos, de acuerdo a las necesidades y con una gestión de calidad rigurosa en la fabricación.

Orientamos a nuestros usuarios finales en obtener el mejor producto personalizado a sus necesidades, realizando pruebas en pabellón, pasando por controles en la fabricación, para finalmente culminar con los servicios de logística y entrega de productos al usuario final. Nuestro objetivo es crear un puente entre la fabricación y el pabellón quirúrgico, obteniendo un producto de alta calidad de acuerdo a los estándares requeridos.

DMO nace con el fin de convertirse en líder en el desarrollo y comercialización de vestimenta médica desechable. Reconociendo su compromiso con la seguridad de los pacientes y la calidad de sus productos. DMO está estratégicamente ubicada en la ciudad de Santiago de Chile, con el fin de suplir al mercado nacional e internacional de la salud.

Nuestra Misión

Desarrollar y comercializar vestimenta médica desechable de óptima calidad buscado proteger la salud de los pacientes y satisfacer las expectativas y requisitos de nuestros clientes.

Nuestra Misión

Ser un proveedor que se desarrolle de forma confiable y segura en el sector salud por medio de procesos de trabajo y alianzas comerciales que permitan el desarrollo y crecimiento sostenible de nuestros productos, siendo un referente en el mercado.

PRODUCTOS

DMO a través de su línea de productos MEDICAL DRESS ofrece ropa médica desechable. Además de desarrollar productos al requerimiento del usuario final. Estos son fabricados con material trilaminar SMS de alto gramaje, los cuales:

- > Garantizan la seguridad y comodidad de los usuarios
- > No retienen ni se saturan de líquidos
- > Antialérgicos y no tóxicos
- > Ofrecen máxima respirabilidad

Todos nuestros productos son fabricados de acuerdo a la Norma Internacional ISO 13485, norma específica de buenas prácticas de calidad, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos y productos sanitarios. Además las telas no tejidas y materiales de nuestros productos al momento de ser desechados contribuyen respetuosamente con el medio ambiente.

ROPA DESECHABLE

PAQUETES QUIRÚRGICOS



BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL

BATMD

ROPA DESECHABLE



CARACTERÍSTICAS

Bata Quirúrgica confeccionada en tela SMS 45 gr/m², resistente a fluidos actuando como una excelente barrera bacteriana frente a agentes contaminantes, otorga buena resistencia mecánica y bajo desprendimiento de partículas. Posee puño de algodón elástico y tiras largas que permite el amarre en zona abdominal. El material no tejido está compuesto por capas externas (proceso spundbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras. Presentación opcional en manga corta o larga, impermeable o estándar.

RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN


Producto descartable de un solo uso
Mantener en lugar fresco y seco
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado

PACKING : 1 unidad en bolsa papel | CANTIDAD : 50 unidades por caja

AMBO CAMISA - PANTALON

AMBMD

ROPA DESECHABLE



CARACTERÍSTICAS

Ambo cirujano incluye camisa manga corta y pantalón en tallas M, L, XL y XXL confeccionados en tela SMS de 30-35 gr/m², resistente a fluidos actuando como una excelente barrera bacteriana frente a agentes contaminantes, otorga buena resistencia mecánica y bajo desprendimiento de partículas. Este material no tejido está compuesto por capas externas (proceso spunbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras. Producto desechable, libres de látex.

RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso
Mantener en lugar fresco y seco
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado

PACKING : 1 unidad en bolsa papel | CANTIDAD : 50 unidades por caja

KIT CIRUJANO

KICMD

ROPA DESECHABLE



- 1 Camisa - Pantalón
- 1 Gorro Doctor
- 1 Mascarilla
- 1 Par cubre calzado antideslizante

CARACTERÍSTICAS

Kit Cirujano incluye camisa manga corta y pantalón con gorro y cubre zapato, confeccionados en tela SMS de 30-35 gr/m², resistente a fluidos actuando como una excelente barrera bacteriana frente a agentes contaminantes, otorga buena resistencia mecánica y bajo desprendimiento de partículas.

Este material no tejido está compuesto por capas externas (proceso spunbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras. Producto desechable, libres de látex.

RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización


ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso
 Mantener en lugar fresco y seco
 No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado

KIT PACIENTE

KIPMD

ROPA DESECHABLE



- 1 Bata Paciente
- 1 Gorro
- 1 Par cubre calzado antideslizante

CARACTERÍSTICAS

Kit paciente incluye bata paciente en tallas M, L, XL en manga corta o larga, con gorro y cubre zapato, confeccionados en tela SMS de 30-35 gr/m², resistente a fluidos actuando como una excelente barrera bacteriana frente a agentes contaminantes, otorga buena resistencia mecánica y bajo desprendimiento de partículas.

RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN


Producto descartable de un solo uso
Mantener en lugar fresco y seco
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado

PACKING : 1 unidad en bolsa papel | CANTIDAD : 50 unidades por caja

FUNDA MESA MAYO ESTÉRIL

FMMD

ROPA DESECHABLE



CARACTERÍSTICAS

Funda Mesa Mayo de 77x152 cm confeccionado de polietileno con refuerzo de 50x80 cm de SMS 50 gr/m², resistente a fluidos actuando como una excelente barrera bacteriana frente a agentes contaminantes. Este material no tejido está compuesto por capas externas (proceso spundbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras que impide el paso de líquidos. Producto desechable, libre de látex.

RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN


Producto descartable de un solo uso
 Mantener en lugar fresco y seco
 No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado

PACKING : 1 unidad en bolsa papel | CANTIDAD : 50 unidades por caja

GORRO CIRUJANO

GORMD1

ROPA DESECHABLE



CARACTERÍSTICAS

Gorro doctor con tiras de amarre, confeccionado en 30 gsm de PP spunbond, tela no tejida de polipropileno, producida por la extrusión de filamentos continuos de resina de polipropileno, por proceso spunbonding, generando multifilamentos. Producto de alta resistencia mecánica y química. Propiedades de fabricación hidrofílicas e hidrofóbicas, por lo tanto es permeable como impermeable al agua Resistente a la abrasión No genera pelusa ni hilachas libres en condiciones normales de uso. Puede ser cosido a mano o bien a máquina.

RECOMENDACIONES

Gorro de Cirujano para protección en sala de operaciones. Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización


ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso
Mantener en lugar fresco y seco
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado

GORRO ENFERMERA

GORMD2

ROPA DESECHABLE



CARACTERÍSTICAS

Gorro Enfermera con elástico para protección, confeccionado en 30 EN TELA 12 GSM PP No Tejido, Tamaño 21", proceso spunbonding, generando multifilamentos. Producto de alta resistencia mecánica y química. Propiedades de fabricación hidrofílicas e hidrofóbicas, por lo tanto es permeable como impermeable al agua Resistente a la abrasión No genera pelusa ni hilachas libres en condiciones normales de uso. Puede ser cosido a mano o bien a máquina.

RECOMENDACIONES

Gorro de Cirujano para protección en sala de operaciones. Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización


ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso
Mantener en lugar fresco y seco
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado

CUBRE CALZADO

CZAMD

ROPA DESECHABLE



CARACTERÍSTICAS

Cubre zapato con elástico para protección, confeccionado en 30 gsm de PP spunbond, tela no tejida de polipropileno, producida por la extrusión de filamentos continuos de resina de polipropileno, por proceso spunbonding, generando multifilamentos. Producto de alta resistencia mecánica y química. Propiedades de fabricación hidrofílicas e hidrofóbicas, por lo tanto es permeable como impermeable al agua Resistente a la abrasión No genera pelusa ni hilachas libres en condiciones normales de uso.

PRESENTACION ESTANDAR Y ANTIDESLIZANTE, MATERIAL 34-35 GSM zurcido a máquina (PP - No Tejido)

RECOMENDACIONES

El cubre zapato, es un elemento importante de la indumentaria quirúrgica, que tiene como principal objetivo evitar la contaminación exterior que fácilmente se puede transmitir a través de los zapatos, a las áreas restringidas o las salas de operaciones.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización


ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso
Mantener en lugar fresco y seco
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado

MASCARILLA PARA ATAR

MASMD1

ROPA DESECHABLE



CARACTERÍSTICAS

Mascarillas con diseño de 3 pliegues de 20+20+25gsm, Capa filtrante central (meltblown), suavidad superior para mayor comodidad. Con banda flexible para ajuste nasal. Selladas por ultrasonido al cuerpo de la mascarilla. No contiene lana de vidrio. Color azul o blanco.

RECOMENDACIONES

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN


Producto descartable de un solo uso
Mantener en lugar fresco y seco
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado

PACKING : 50 unidades por pack | CANTIDAD : 40 packs por caja

MASCARILLA CON ELASTICO

MASMD2

ROPA DESECHABLE



CARACTERÍSTICAS

Mascarillas con diseño de 3 pliegues de 20+20+25gsm. Capa filtrante central (meltblown). Suavidad superior para mayor comodidad. Con banda flexible para ajuste nasal. Elástico plano para mayor comodidad alrededor de las orejas. No contiene lana de vidrio. Colores: blanco y azul.

RECOMENDACIONES

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso
Mantener en lugar fresco y seco
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado

PACKING : 50 unidades por pack | CANTIDAD : 40 packs por caja

GUANTES QUIRURGICOS

ROPA DESECHABLE



TALLAS

- 6
- 6.5
- 7
- 7.5
- 8
- 8.5

CARACTERÍSTICAS

Confeccionados en Latex. Los guantes quirúrgicos son, la principal medida de protección. Son utilizados para evitar la contaminación que puede surgir al entrar en contacto las manos del personal de la salud, con fluidos corporales, productos químicos o pacientes enfermos. Bajo en Polvo

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

5 años a partir de la fecha de fabricación.

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso
Mantener en lugar fresco y seco
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado

GUANTES DE EXAMINACIÓN

ROPA DESECHABLE



TALLAS

- Extra-chico (XCH)
- Chico (CH)
- Mediano(M)
- Grande (L)

CARACTERÍSTICAS

Confeccionados en vinilo. Los guantes de procedimiento son utilizados para manipular algún proceso sin necesidad de intervención.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

5 años a partir de la fecha de fabricación.

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso
Mantener en lugar fresco y seco
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado


SÁBANA OFTALMOLÓGICA

SABOFT

PAQUETES QUIRÚRGICOS



1 unidad Sábana
oftalmológica 150 x 200 cm
1 unidad bolsa de recepción
de fluidos



CARACTERÍSTICAS

Sábana oftalmológica de 150 x 200 cm, confeccionada de material no tejido de SMS 45-50 gr/m², resistente a fluidos, el cual actúa como una excelente barrera bacteriana frente a agentes contaminantes.
Posee bolsa recolectora en ambos lados de polietileno y lleva en su perforación un apósito adhesivo absorbente.
Envoltorio de SMS 45 gr/m².
Producto desechable, libre de látex.

RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso
Mantener en lugar fresco y seco
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado

PACKING : 1 unidad en bolsa papel | CANTIDAD : 40 unidades por caja


PAQUETE QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO

PCMD1

PAQUETES QUIRÚRGICOS



- 1 Cubierta de mesa arsenalera 100 x 148 cm
- 1 Funda mesa mayo 58 x 137 cm reforzada
- 1 Delantal quirúrgico talla M + 2 toallas de mano 30x40cm con envoltorio
- 1 Delantal quirúrgico talla L
- 4 Toallas de mano 40 x 30 cm
- 1 Sábana Oftalmológica 170x240 cm. con perforación oval de 6 x 4 cm y bolsa recolectora bilateral con alambre de plástico.
- 1 Bolsa de polietileno 40.5 x 61 cm
- 2 Sellos de esterilización 3m.



CARACTERÍSTICAS

Cubierta de mesa arsenalera confeccionado en SMS de 75 gr/m². Funda mesa mayo, sábana oftalmológica y delantales confeccionados en SMS de 50 gr/m² que resiste a fluidos actuando como una excelente barrera bacteriana frente a agentes contaminantes. Delantales poseen puño de algodón elástico. Toalla de mano absorbente confeccionada en celulosa, no desprende pelusas y su tamaño es 40x30 cms. Bolsa plástica confeccionada en polietileno. Incluye tegaderm 3M 1626. Producto desechable, libre de látex. Además incluye un segundo packing para manipulación. Sellos de Esterilización con tecnología 3M.

Este material no tejido está compuesto por capas externas (proceso spunbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras que impide el paso de líquidos.

RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso
Mantener en lugar fresco y seco
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado

PACKING : 1 pack en bolsa Tyvek de alta densidad | CANTIDAD : 10 packs por caja


PAQUETE QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO

PMDOF

PAQUETES QUIRÚRGICOS



- 1 Cubierta de mesa arsenalera 100 x 148 cm
- 1 Funda mesa mayo 77 x 152 cm reforzada
- 1 Bata quirúrgica talla M con 2 toallas de mano en envoltorio
- 1 Bata quirúrgica talla L
- 4 Toallas de mano 40 x 30 cm
- 1 Sábana Oftalmológica 170x240 cm
- 1 Bolsa de polietileno 40.5 x 61 cm



CARACTERÍSTICAS

1 Cubierta de mesa arsenalera 100 x 148 cm en SMS de 75 gr/m². Funda mesa mayo de 77 x 152 cm reforzada. 1 Sábana Oftalmológica 170x240 cm. Con perforación oval de 6 x 4 cm y bolsa recolectora bilateral con alambre de plástico. 1 Bata quirúrgica talla M con 2 toallas de mano 30x40cm con envoltorio. 1 Bata quirúrgica talla L, confeccionadas en SMS de 50 gr/m² que resiste a fluidos actuando como una excelente barrera bacteriana frente a agentes contaminantes. Batas poseen puño de algodón elástico. 4 Toallas de mano absorbente confeccionadas en celulosa, no desprende pelusas y su tamaño es 40x30 cms. Incluye 1 bolsa de polietileno cubre Facó. 2 Sellos de Esterilización con tecnología 3M.

RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso
Mantener en lugar fresco y seco
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado

PACKING : 1 pack en bolsa Tyvek de alta densidad | CANTIDAD : 10 packs por caja


PAQUETE QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO

PCMD2

PAQUETES QUIRÚRGICOS



- 1 Cubierta de mesa arsenalera 100 x 148 cm
- 1 Funda mesa mayo 58 x 137 cm reforzada
- 1 Delantal quirúrgico talla M + 2 toallas de mano 30x40cm con envoltorio
- 2 Delantal quirúrgico talla L
- 4 Toallas de mano 40 x 30 cm
- 1 Sábana Oftalmológica 170x240 cm. con perforación oval de 6 x 4 cm y bolsa recolectora bilateral con alambre de plástico.
- 1 Bolsa de polietileno 40.5 x 61 cm
- 2 Sellos de esterilización 3m.



CARACTERÍSTICAS

Cubierta de mesa arsenalera confeccionado en SMS de 75 gr/m². Funda mesa mayo, sábana oftalmológica y delantales confeccionados en SMS de 50 gr/m² que resiste a fluidos actuando como una excelente barrera bacteriana frente a agentes contaminantes. Delantales poseen puño de algodón elástico. Toalla de mano absorbente confeccionada en celulosa, no desprende pelusas y su tamaño es 40x30 cms. Bolsa plástica confeccionada en polietileno. Incluye tegaderm 3M 1626. Producto desechable, libre de látex. Sellos de Esterilización con tecnología 3M.

Este material no tejido está compuesto por capas externas (proceso spunbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras que impide el paso de líquidos.

RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso
Mantener en lugar fresco y seco
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado


PAQUETE QUIRÚRGICO CATARATAS

PCMD3

PAQUETES QUIRÚRGICOS



- 2 CUBIERTAS ARSENALERAS
- 1 FUNDA DE MAYO
- 1 DELANTAL M CON 2 TOALLAS DE MANO
- 2 DELANTALES L
- 1 TOALLA DE MANOS
- 1 SABANA OFTALMOLOGICA
- 5 COMPRESAS



CARACTERÍSTICAS

2 Cubiertas de mesa arsenalera confeccionado en SMS de 75 gr/m². Funda mesa mayo, sábana oftalmológica y delantales confeccionados en SMS de 50 gr/m² que resiste a fluidos actuando como una excelente barrera bacteriana frente a agentes contaminantes. Delantales poseen puño de algodón elástico. Toalla de mano absorbente confeccionada en celulosa, no desprende pelusas y su tamaño es 40x30 cms. Incluye 5 compresas de gasa de 45x45 cm. Sellos de Esterilización con tecnología 3M.

Este material no tejido está compuesto por capas externas (proceso spunbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras que impide el paso de líquidos.

RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso
Mantener en lugar fresco y seco
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado


PAQUETE QUIRÚRGICO CATARATAS

PCMD4

PAQUETES QUIRÚRGICOS



- 1 CUBIERTA MESA ARSENALERA
- 1 FUNDA MESA MAYO
- 1 DELANTAL M EN ENVOLTORIO
- 1 DELANTAL L
- 2 TOALLAS DE MANOS.
- 1 SABANA OFTALMOLÓGICA
- 1 HISOPO



CARACTERÍSTICAS

1 Cubierta de mesa arsenalera confeccionado en SMS de 75 gr/m². Funda mesa mayo, sábana oftalmológica y delantales confeccionados en SMS de 50 gr/m² que resiste a fluidos actuando como una excelente barrera bacteriana frente a agentes contaminantes. Delantales poseen puño de algodón elástico. Toalla de mano absorbente confeccionada en celulosa, no desprende pelusas y su tamaño es 40x30 cms. Incluye 1 hisopo en packing propio. Sellos de Esterilización con tecnología 3M.

Este material no tejido está compuesto por capas externas (proceso spunbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras que impide el paso de líquidos.

RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso
 Mantener en lugar fresco y seco
 No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado


PAQUETE CIRUGIA LAPAROTOMIA

PMDLA

PAQUETES QUIRÚRGICOS



- 1 Cubremesa
- 1 Cubre Mesa de Mayo
- 2 Batas Quirurgicas tamaño L
- 4 Toallas de Mano de 30x40 cm
- 2 Paños clínicos
- 1 Bolsa para Suturas
- 2 Pierneras
- 1 Sabana de Laparotomía de 259x307x198cm



CARACTERÍSTICAS

Contiene 1 Cubremesa DE 0.06 mm PE + 30gr hidrofólica PP 140x190cm con 75cm laminado. 1 Cubre Mesa de Mayo 50gr PE Film + 40gr SMS, 78x145cm. 2 Batas Quirúrgicas Tamaño L, 45 grs Antiestática - SMS, Reforzada PP + PE. 4 Toallas de Mano 30x40, 100% papel celulosa. 2 Paños clínicos 45gs Azul SMS 75x90cm con cinta adhesiva de. 1 Bolsa para Suturas. 2 Pierneras 36x75cm Antiestatica 45gr Azul SMS. 1 Sabana de Laparotomía de 259x307x198cm antiestatica 45gr Azul, Reforzada 70x60cm SM + PE y fenestrada 10x30cm con cinta adhesiva. 2 Sellos de Esterilización con tecnología 3M.

RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso
Mantener en lugar fresco y seco
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado

PACKING : 1 pack en bolsa Tyvek de alta densidad | CANTIDAD : 10 packs por caja


PAQUETE CIRUGIA LITOTOMIA

PMDLI

PAQUETES QUIRÚRGICOS



- 1 Cubremesa
- 1 Cubre Mesa de Mayo
- 2 Paños clínicos con cinta adhesiva.
- 2 Toallas de Mano 30x40
- 2 Pierneras 75x120cm
- 1 Sabana de Litotomía de 150x190x78cm.



CARACTERÍSTICAS

Contiene 1 Cubremesa 0.06 mm PE + 30gr hidrofónica PP 140x190cm con 75cm laminado. 1 Cubre Mesa de Mayo 50gr PE Film + 40gr SMS, 78x145cm. 2 Paños clínicos de 45gs Azul SMS 75x90cm con cinta adhesiva. 2 Toallas de Mano 30x40, 100% papel celulosa. 2 Pierneras de 75x120cm antiestática 45gr Azul SMS. 1 Sabana de Laparotomía 150x190x78cm antiestática 45gr Azul, Reforzada de 40x60cm SM + PE y fenestrada 7x15cm con cinta y sostenedor de tubo. 2 Sellos de Esterilización con tecnología 3M.

RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso
Mantener en lugar fresco y seco
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado

PACKING : 1 pack en bolsa Tyvek de alta densidad | CANTIDAD : 10 packs por caja


PAQUETE CIRUGIA TORAX

PMDTO

PAQUETES QUIRÚRGICOS



- 1 Cubremesa
- 2 Batas Quirúrgicas Tamaño L
- 1 Paño Clínico con cinta adhesiva
- 4 Toallas de Mano de 30x40
- 1 Cinta 10x50cm
- 10 Gasas 7.5x7.5cm
- 1 Sabana de Torax 259x307x198cm



CARACTERÍSTICAS

Contiene 1 Cubremesa 0.06 mm PE + 30gr hidrofólica PP 140x190cm con 75cm laminado. 2 Batas Quirúrgicas Tamaño L, 45 grs antiestática - SMS, Reforzada PP + PE. 1 Pano clínico antiestático de 45gs Azul SMS 100x120cm con cinta adhesiva. 4 Toallas de Mano 30x40, 100% papel celulosa. 1 Cinta 10x50cm. 10 Gasas de 7.5x7.5cm con Línea rayos X. 1 Sabana de Torax con adhesivo de incisión 259x307x198cm antiestática 45gr Azul, fenestrada de 15x40cm con adhesivo 3M y doble bolsa de 40x70cm con sostenedor de tubo. 2 Sellos de Esterilización con tecnología 3M.

RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso
Mantener en lugar fresco y seco
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado

PACKING : 1 pack en bolsa Tyvek de alta densidad | CANTIDAD : 10 packs por caja

PAQUETE CIRUGIA UNIVERSAL

PMDUN

PAQUETES QUIRÚRGICOS



- 1 Bata quirúrgica estándar - talla L, con toalla y envoltorio
- 1 Bolsa para suturas
- 2 Bata quirúrgica estándar - talla L
- 2 Toalla absorbente
- 1 Cubremesa de Mayo
- 4 Paños clínicos con cinta adhesiva
- 1 Campo en "U" 192.5 cm x 290 cm
- 1 Campo superior 250 cm x 150 cm
- 1 Cubremesa de instrumental reforzada 110 cm x 225 cm.



CARACTERÍSTICAS

1 Bata quirúrgica estándar - talla L, con toalla y envoltorio. 1 Bolsa para suturas. 2 Batas quirúrgica estándar - talla L. 2 Toallas absorbente. 1 Cubremesa de Mayo reforzado (75 cm x 150 cm). 4 Paños clínico (65 cm x 37.5 cm) con cinta adhesiva. 1 Campo en "U" (192.5 cm x 290 cm), fenestración (10 cm x 100 cm) con cinta adhesiva y refuerzo absorbente (72.5 cm x 90 cm). 1 Campo superior (250 cm x 150 cm) con cinta adhesiva y refuerzo absorbente (60 cm x 40 cm). 1 Cubremesa de instrumental reforzada (110 cm x 225 cm). 2 Sellos de Esterilización con tecnología 3M.

RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso
 Mantener en lugar fresco y seco
 No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado

PACKING : 1 pack en bolsa Tyvek de alta densidad | CANTIDAD : 10 packs por caja

PAQUETE PARA OBSTETRICIA

PMDOB

PAQUETES QUIRÚRGICOS



- 1 Bata quirúrgica impermeable talla L
- 3 Toallas absorbentes
- 1 Campo mediano 110 cm x 180 cm
- 1 Bolsa para suturas
- 1 Cubremesa de mayo reforzada
- 1 Campo abdominal 150 cm x 95 cm
- 2 Cubrepiernas 72.5 cm x 120 cm
- 1 Campo bajo glúteo con colector de fluidos 100 cm x 110 cm
- 1 Cubremesa de instrumental



CARACTERÍSTICAS

Contiene 1 Bata quirúrgica estándar con zonas impermeables - talla L. 3 Toallas absorbentes. 1 Campo mediano II (110 cm x 180 cm). 1 Bolsa para suturas 1 Cubremesa de Mayo reforzado (75 cm x 150 cm). 1 Campo abdominal (150 cm x 95 cm) con adhesivo y refuerzo absorbente (22.5 cm x 40cm) 2 Cubrepiernas (72.5 cm x 120 cm). 1 Campo bajo glúteo con colector de fluidos (100 cm x 110 cm). 1 Cubremesa de instrumental reforzado (110 cm x 225 cm). 2 Sellos de Esterilización con tecnología 3M.

RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso
 Mantener en lugar fresco y seco
 No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado

PACKING : 1 pack en bolsa Tyvek de alta densidad | CANTIDAD : 10 packs por caja

PAQUETE PARA CESAREA

PMDCE

PAQUETES QUIRÚRGICOS



- 1 Bata quirúrgica impermeable talla L, con toalla y envoltorio
- 4 Toallas absorbentes
- 2 Batas quirúrgicas impermeables talla L
- 1 Bolsa para suturas
- 1 Cubremesa de Mayo reforzadao
- 1 Campo para cesárea
195 cm x 255 cm x 302.5 cm
- 1 Cubremesa de instrumental reforzado
110 cm x 225 cm



CARACTERÍSTICAS

Contiene 1 Bata quirúrgica estándar con zonas impermeables - talla L, con toalla y envoltorio. 4 Toallas absorbentes. 2 Batas quirúrgicas estándar con zonas impermeables - talla L. 1 Bolsa para suturas. 1 Cubremesa de Mayo reforzado (75 cm x 150 cm). 1 Campo para cesárea (195 cm x 255 cm x 302.5 cm) con área de incisión adhesiva (23.75 cm x 18.75 cm) o y colector de fluidos en 360°. 1 Cubremesa de instrumental reforzado (110 cm x 225 cm) 2 Sellos de Esterilización con tecnología 3M.

RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgadas, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso
Mantener en lugar fresco y seco
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado

PACKING : 1 pack en bolsa Tyvek de alta densidad | CANTIDAD : 10 packs por caja

PAQUETE ORTOPEDIA GENERAL

PMDOR

PAQUETES QUIRÚRGICOS



- 1 Bata quirúrgica impermeable - talla L, con toalla y envoltorio
- 1 Bolsa para suturas
- 1 Toalla absorbente
- 1 Bata quirúrgica impermeable - talla XL
- 1 Cubremesa de Mayo reforzada
- 1 Campo impermeable en "U"
- 1 Bota impermeable
- 1 Campo ortopédico en "U" extra grueso
- 1 Campo superior 250 cm x 150 cm
- 4 Paños clínicos con cinta adhesiva
- 1 Cubremesa de instrumental reforzado



CARACTERÍSTICAS

1 Bata quirúrgica estándar con zonas impermeables - talla L, con toalla y envoltorio. 1 Bolsa para suturas. 1 Toalla absorbente 30x40cm. 1 Bata quirúrgica estándar con zonas impermeables - talla XL. 1 Cubremesa de Mayo reforzada (75 cm x 150 cm). 1 Campo impermeable en "U" (150 cm x 175 cm) con adhesivo y fenestrado (10 cm x 52.5 cm). 1 Bota impermeable (30 cm x 12 cm). 1 Campo ortopédico en "U" extra grueso (220 cm x 270 cm) con adhesivo, fenestración (10 cm x 100 cm) y refuerzo absorbente (60 cm x 95 cm). 1 Campo superior (250 cm x 150 cm) con cinta adhesiva y refuerzo absorbente (60 cm x 40 cm). 4 Paños clínicos (65 cm x 37.5 cm) con cinta adhesiva. 1 Cubremesa de instrumental reforzado (110 cm x 225 cm) 2 Sellos de Esterilización con tecnología 3M.

RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso
Mantener en lugar fresco y seco
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado

PACKING : 1 pack en bolsa Tyvek de alta densidad | CANTIDAD : 10 packs por caja

PAQUETE QUIRÚRGICO LASIK

PCMD5

PAQUETES QUIRÚRGICOS



- 1 CUBIERTA MESA ARSENALERA.
- 1 FUNDA MESA MAYO.
- 1 DELANTAL M EN ENVOLTORIO
- 1 DELANTAL L
- 4 TOALLAS DE MANOS.
- 1 SABANA OFTALMOLOGICA CON CAMPO DE INCISION
- 1 HISOPO



CARACTERÍSTICAS

1 Cubierta de mesa arsenalera confeccionado en SMS de 75 gr/m². Funda mesa mayo, sábana oftalmológica con campo de incisión para cirugía refractiva y delantales confeccionados en SMS de 50 gr/m² que resiste a fluidos actuando como una excelente barrera bacteriana frente a agentes contaminantes. Delantales poseen puño de algodón elástico. Toalla de mano absorbente confeccionada en celulosa, no desprende pelusas y su tamaño es 40x30 cms. Incluye 1 hisopo en packing propio. Sellos de Esterilización con tecnología 3M. Este material no tejido está compuesto por capas externas (proceso spunbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras que impide el paso de líquidos.

RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485:2003

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de esterilización

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso
 Mantener en lugar fresco y seco
 No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado

PRODUCTOS PERSONALIZADOS

Desarrollamos y personalizamos productos según sea el requerimiento del mercado, especialidad y uso. Nuestros clientes avalan los resultados, lo cual nos ha permitido crear alianzas estratégicas de abastecimiento adaptados al uso final.

Entre nuestros clientes se encuentran clínicas oftalmológicas, distribuidores de insumos médicos y hospitales.





DMO Chile SpA.

Suiza 2043 - Oficina B. Providencia. Santiago de Chile

(+56 2) 2711 9369 - (+56 9) 8777 4076 Email : contacto@dmochile.cl www.dmochile.cl